

ЩО ЦЕ ТАКЕ?

endosona — це платформа, яка включає фізичний термінальний пристрій із сенсорним екраном для керування та візуалізації з вбудованим програмним забезпеченням + онлайн-сервіс, який забезпечує безпечну, стабільну та надзвичайно швидку обробку даних, зберігання, онлайн-трансляцію відео та фотоінформації з будь-якої ендоскопічної камери та інших медичних систем візуалізації.



5-ХВИЛИННЕ ВСТАНОВЛЕННЯ З СУМІСНІСТЮ З БУДЬ-ЯКИМ БРЕНДОМ

ТРАНСЛЯЦІЯ

Ви можете розпочати трансляцію з вашої ендоскопічної камери та поділитися відео одним натисканням з будь-яким із ваших колег. Вони можуть дивитися з будь-якого мобільного пристрою або ПК. Дистанційне прийняття рішень та консультування ніколи не було таким простим і доступним.

BLACK BOX ЗБЕРІГАННЯ 24/7

Зберігайте всі ваші відео з ендоскопічної камери в режимі 24/7 на будь-який пристрій зберігання — від USB-флешки до SSD або HDD USB3.0 накопичувачів. Переглядайте записане відео одним дотиком у будь-який час. Захистіть свої дії та підтвердіть свої рішення в майбутньому.



**ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З
НАМИ ДЛЯ
ШВИДКОГО
ЗАПУСКУ**

info@endosona.com

www.endosona.com



НАЙШВИДШЕ КЕРУВАННЯ ДАНИМИ

• БЕЗПЕКА

Уся конфіденційна інформація зберігається в базі даних із двостороннім шифруванням та дешифруванням. Лише захищені протоколи із сертифікатами.

• КОНТРОЛЬ ДАНИХ

Зручне керування даними пацієнтів та досліджень/операцій. Безперебійна синхронізація з усіма підключеними пристроями. Керуйте з будь-якої точки світу.

• ПІДКЛЮЧЕННЯ БЕЗ ЛІМІТІВ

Підключайтеся до будь-якого медичного пристрою, який має цифровий відеовихід (HDMI, DVI) або аналоговий SDI-вихід.



РЕЗУЛЬТАТ В ОДИН ДОТИК

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СУМІСНІСТЬ

- **ЖОРСТКА ЕНДОСКОПІЯ**
лапароскопія, цистоскопія,
гістероскопія, артроскопія
- **ГНУЧКА ЕНДОСКОПІЯ**
кольпоскопія, гастроскопія,
дуоденоскопія, бронхоскопія,
гістероскопія тощо
- **ІНШІ СФЕРИ**
С-дуги, цифрова
рентгенографія,
ультразвукові апарати,
мамографія, кольпоскопія
тощо

**СКОРОТИТЬ
ВИТРАТИ НА
ІНФРАСТРУКТУРУ,
ІТ-ПЕРСОНАЛ ТА
СЕРВІСИ**



БЕЗКОШТОВНІ ПЕРШІ 6 МІС

При купівлі нашого онлайн-терміналу (фізичного пристрою) ми надаємо вам ліцензію на перші 6 місяців для 1 лікаря. Заощаджуйте ще більше, обираючи підписку на 5, 50, 100 ліцензій.

ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ІЗ КОРОБКИ


Стартовий набір вже включає все необхідне для початку: основний блок, бічний тримач, кабелі, блок живлення. Після онлайн-реєстрації ви отримуєте безкоштовну підписку на перший рік без жодних прихованих платежів. Легкий старт, просте встановлення.



ПРОФЕСІЙНА
ПІДТРИМКА ТА
КАСТОМІЗАЦІЯ

info@endosona.com

www.endosona.com



ОБ'ЄДНАЙТЕ ВАШЕ ОБЛАДНАННЯ В МЕРЕЖУ

• ПАНЕЛЬ АДМІНІСТРАТОРА

Переглядайте статистичні дані, приєднуйтесь до різних трансляцій одним натисканням, керуйте даними з однієї сторінки.

• БЕЗ ДРОТІВ

Усі термінали мають Wi-Fi-з'єднання через роутер. Ви можете отримати доступ до них з будь-якої точки світу за лічені секунди. Жодних складних підключень із купою проводів.

• БЕЗПЕКА

Двостороння динамічна система HMAC-шифрування та дешифрування. Токенізовані URL-адреси трансляцій з гнучким контролем доступу. Протоколи HTTPS та WSS. Усе це гарантує надійний захист.



ДОКУМЕНТИ — ОБМІН ТА ДРУК

ALL INCLUDED



3 СПОСОБИ ВХОДУ

- **ПЕРСОНАЛЬНИЙ МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ**
email + пароль телефон + SMS-код сканування QR-коду з особистого пристрою
- **БЕЗПЕЧНЕ КЕРУВАННЯ СЕСІЯМИ**
Ви можете легко керувати всіма підключеними пристроями з особистого онлайн-акаунту
- **СПОСОБИ ПОДІЛИТИСЯ ТРАНСЛЯЦІЄЮ**
Ви можете поділитися посиланням на трансляцію через email або SMS-код з підключеними колегами, або сканувати QR-код на терміналі в операційній.




НАЙПРОСТІШИЙ СПОСІБ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМУ ОБМІНУ ТА ЗБЕРІГАННЯ

ШВИДКІ PDF-ЗВІТИ

На 70% менше часу на заповнення форм операції чи обстеження завдяки простій генерації та завантаженню PDF. Система тегів пропонує вам шаблонні текстові блоки з вашими параметрами, що надзвичайно економить час.

БАГАТО ПРОФІЛІВ

Кожен користувач може створювати декілька профілів для роботи з різними пристроями в різних відділеннях або навіть лікарнях. Лікарня є власником даних і може гнучко керувати всіма даними лікарів.





БАЗОВИЙ ПАКЕТ

БЕЗКОШТОВНО

- **Хмарні сервіси**
 - облік пацієнтів
 - облік досліджень
 - фото фіксація дослідження
- **Локальні сервіси (без інтернета):**
 - black box - зберігання на USB або NAS відео 24/7
- **Кількість профілів:** необмежена



PRO ЛІЦЕНЗІЯ

ІНДИВІДУАЛЬНО

- **Хмарні сервіси**
 - облік пацієнтів
 - облік досліджень
 - фото фіксація дослідження
 - **трансляції онлайн до 50 глядачів**
 - **хмарний обмін файлами до 5 Гб**
 - **делегування доступу колегам (спільна робота з дослідженнями)**
- **Локальні сервіси (без інтернета):**
 - black box - зберігання на USB або NAS відео 24/7
 - **збереження відео операцій на USB/NAS**
- **Кількість профілів:** необмежена

СТАНЬ
ПАРТНЕРОМ
ВЖЕ ЗАРАЗ

Додаткова інформація:

- Ліцензія активується та зупиняється адміністратором клініки в будь-який момент
- Ліцензію можна перекидати між лікарями (переведений, звільнений, тощо)
- Після купівлі ліцензії можна активувати пізніше без обмеження в часі