





ЕНДОСКОПІЧНІ ОНЛАЙН ТЕРМІНАЛИ

Виведіть своє ендоскопічне обладнання в онлайн. Просто, легко та доступно для кожного.



i LAPOMED



**online
endoscopy**



**підтримуй
українське**

Для операцій



ET-1/ET-3 термінали

- 15,6'' сенсорний екран
- Full HD (1920x1080p)
- WiFi модуль
- Ethernet порт
- HDMI вхід для ендоскопічної камери
- SDI вхід (опційно)
- Переднє захищене від вологи скло
- Кріплення VESA в комплекті
- HDMI кабель в комплекті


Ідеально підходить для операційних ендоскопічних стійок, які потребують компактності та функціональності в «пару дотиків»

ET-2/ET-4 термінали

- 21,5'' сенсорний екран
- Full HD (1920x1080p)
- WiFi модуль
- Ethernet порт
- HDMI вхід для ендоскопічної камери
- SDI вхід (опційно)
- Переднє захищене від вологи скло
- Настільна підставка в комплекті
- HDMI кабель в комплекті

Ідеально підходить для стаціонарних робочих місць (наприклад: кольпоскопія, ЛОР ендоскопія) де потрібна робота з клавіатурою та мишкою.

Для досліджень



ФУНКЦІЇ ТА МОДУЛІ



**Швидкий вхід через
QR/SMS/EMAIL**



**Вбудований класифікатор
хвороб за МКХ-10**



**Облік досліджень та
пацієнтів онлайн в хмарі**

**Онлайн трансляції для
ваших колег і прийняття
рішень віддалено**



**Обмін файлами у через
хмару файлами до 5 Гб.
Фото та відеофіксація.**



ЦІНИ ТА МОЖЛИВОСТІ

Повна сумість з більшістю сучасних ендоскопічних камер, підключення за 5 хв.

15,6"	44 900 грн.	HDMI
	49 800 грн.	HDMI+SDI
21,5"	64 890 грн.	HDMI
	68 890 грн.	HDMI+SDI



Онлайн платформа
для ендоскопії



Доступ для лікарів -
абсолютно **безкоштовний**